

## Столик инструментальный СИ-5

Предназначен для размещения инструментов, материалов и медикаментов в перевязочных и операционных

ПУ № ФСР 2009/05704 от 12.11.2015г.



Перейти на сайт



Смотреть видео

Две полки из нержавеющей стали выдерживают нагрузку до 25 кг






Две ручки гарантируют удобство работы персонала при передвижении столика

Разборная конструкция столика позволяет экономить на транспортных расходах



Бортики по периметру полок предупреждают падение инструментов и медикаментов на пол

Две колёсные опоры оснащены тормозом для жёсткой фиксации столика на полу

Колёсные опоры диаметром 50 мм позволяют передвинуть столик





### Габаритные размеры в гофрокартонной упаковке, мм



$V = 0,06 \text{ м}^3$

### Габаритные размеры в деревянной обрешётке, мм



$V = 0,10 \text{ м}^3$