

Кровати функциональные взрослые

Кровати медицинские функциональные КФВ-3-ДЗМО-3Г, КФВ-3-ДЗМО-3Э

Предназначена для размещения взрослых больных
РУ № РЗН 2016/3565 от 28.01.2016г.



Перейти на сайт



Смотреть видео

Трёхсекционное ложе из стального перфорированного листа выдерживает нагрузку до 210 кг

Варианты изменения углов наклона спинной секции: **пластиковые гребёнки** или **электропривод**





Металлический бампер защищает электроприводы от механических повреждений




Высота ложа регулируется электроприводами в диапазоне от 420 до 720 мм

Ложе устанавливается в положения «Тренделенбург» и «АнтиТренделенбург»

Колёсные опоры диаметром 125 мм с тормозом для жёсткой фиксации кровати на полу



Габаритные размеры в гофрокартонной упаковке, мм




$V = 0,29 \text{ м}^3$

Габаритные размеры спинок в гофрокартонной упаковке, мм




$V = 0,25 \text{ м}^3$

Габаритные размеры в деревянной обрешётке, мм



$V = 0,48 \text{ м}^3$

Габаритные размеры спинок в деревянной обрешётке, мм



$V = 0,32 \text{ м}^3$